

E 143

Teline

Erialaisten instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- 1 mm:n metallilanka, 5 mm:n silmäkoko, 5 mm:n runko
- 2 saranoitua kahvaa

EAN: 4002511115989 / Materiaalin numero: 03830310 /
Vanhan materiaalin numero: 69514301D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Verkkokori	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	55
Ulkomitat, nettoleveys, mm	255
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	230

E 143

Teline

Erialaisten instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.

EAN: 4002511115989 / Materiaalin numero: 03830310 /

Vanhan materiaalin numero: 69514301D



Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	75
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	285
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	260
Nettopaino, kg	0,49
Bruttopaino, kg	0,70