

E 143

Teline

Erialaisten instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- 1 mm:n metallilanka, 5 mm:n silmäkoko, 5 mm:n runko
- 2 saranoitua kahvaa

EAN: 4002511115989 / Materiaalin numero: 03830310 /
Vanhan materiaalin numero: 69514301D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Tuoteluokka	
Verkkokori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	55
Ulkomitat, nettoleveys, mm	255
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	230
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	75
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	285
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	260
Nettopaino, kg	0,49
Bruttopaino, kg	0,70