

E 402

Teline

enintään 44 kellolasin optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 44 kellolasille, Ø 80–125 mm
- 23 tukea, väli 15 mm mm

EAN: 4002511116627 / Materiaalin numero: 03830420 /
Vanhan materiaalin numero: 69540201D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kellolaseille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Kaiteiden välinen etäisyys, mm	15
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kellolasit [määrä]	44
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	53
Ulkomitat, nettoleveys, mm	200
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	220
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	450
Nettopaino, kg	0,92
Bruttopaino, kg	1,14