

E 403

Teline

enintään 105 kellolasin optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 105 kellolasille, Ø 50–60 mm
- 36 tukea 9 mm

EAN: 4002511116634 / Materiaalin numero: 03830430 /
Vanhan materiaalin numero: 69540301D

| | |
|--|-------------------|
| Tuotteen luokitus | |
| Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Tuoteyhteydet | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PLW 8636 [LAB / LAB MON] | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 7111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Tuoteluokka | |
| Teline/moduuli kellolaseille | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Kaiteiden välinen etäisyys, mm | 9 |
| Käyttökohde | |
| Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely | • |
| Kapasiteetti | |
| Kellolasit [määrä] | 105 |
| Vakiosähköliitäntä | |
| Vaiheiden määrä | 0 |
| Jännite, V | 0-0 |
| Taajuus, Hz | 0-0 |
| Kokonaisnimellisteho, kW | 0,00-0,00 |
| Sulakekoko, A | 0-0 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 35 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 200 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 445 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 75 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 510 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 280 |
| Nettopaino, kg | 1,32 |
| Bruttopaino, kg | 1,48 |