

AK 12
Teline
erilaisten välineiden tukemiseen.



- sopii esim. rintapumpuille, keitinlaseille ja suppiloille

EAN: 4002511115620 / Materiaalin numero: 03830510 /
Vanhan materiaalin numero: 69501201D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli dekantterilaseille	•
Teline/moduuli leveäkaulaisille lasitavaroille	•
Muut telineet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Erialaisten välineiden koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	122
Ulkomitat, nettoleveys, mm	224
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	434
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	123
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	315
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	505
Nettopaino, kg	0,74
Bruttopaino, kg	1,06