

E 416

Teline

6 yksi- ja kaksiosaisen tähystimen optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 6 yksi- ja kaksiosaiselle tähystimelle
- 7 pidikettä 40 mm:n välein
- Yläkoriin (vain yksiosaisen tähystimen kanssa) ja alakoriin

EAN: 4002511803824 / Materiaalin numero: 03888650 /
Vanhan materiaalin numero: 69541601D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Tuoteluokka	
Teline gynekologian instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Gynekologian tähystimet [määrä]	6
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	157
Ulkomitat, nettoleveys, mm	178
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	279
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	210
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	200
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	365
Nettopaino, kg	0,69
Bruttopaino, kg	0,97