


A 14

Kansi

Hellävaraisuutta vaativien esineiden tukemiseen.



- Kansi ruostumatonta terästä
- 7 x 7 mm:n rei'itys, 3 mm:n tuki
- Telineeseen AK 12

EAN: 4002511860995 / Materiaalin numero: 03981970 /
Vanhan materiaalin numero: 69745002D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Tuoteluokka	
Kansi	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Eriasteiden välineiden koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	20
Ulkomitat, nettoleveys, mm	210
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	210
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	30
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	240
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	250
Nettopaino, kg	0,20
Bruttopaino, kg	0,29