

E 458

Teline

tuttipullojen kiinniruuvattaville tuteille.



- 36 kiinnikierrettävälle tutille
- 36 lokeroa, mitat ?? x ??
- nostettava ja lukittava kansi

EAN: 4002511919358 / Materiaalin numero: 04235200 /
Vanhan materiaalin numero: 69545801D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	36
Käyttökohde	
Tuttipullojen koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	63
Ulkomitat, nettoleveys, mm	215
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	450
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	80
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	220
Nettopaino, kg	1,50
Bruttopaino, kg	1,60