


E 457

Teline

purettavien MIS-instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Esimerkiksi 12 kahvalle ja lisäosalle
- Pohja 3 mm:n metalliverkkoa, suljetut sivut
- Hitsattu pidike 8–12 kahvalle, siirrettävissä
- 3 pidikettä säilytykseen ja lukitukseen

EAN: 4002512067331 / Materiaalin numero: 04618030 /
Vanhan materiaalin numero: 69545702D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli MIS-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	192
Ulkomitat, nettoleveys, mm	490
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	62
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	120
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	320
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	1,75
Bruttopaino, kg	2,02