


E 803

Teline

enintään 30 korva- ja nenätähystimen optimaaliseen sijoitteluun.



- 160 osiota n. 13 x 13 mm
- Silmukkakoko pohjassa: 1,7 mm
- Ylä- ja alakoriin

EAN: 4002512087735 / Materiaalin numero: 04637750 /
Vanhan materiaalin numero: 69580301D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Tuoteluokka	
Teline KNK-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	160
Käyttökohde	
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	63
Ulkomitat, nettoleveys, mm	165
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	317
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	220
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	450
Nettopaino, kg	1,25
Bruttopaino, kg	1,30