

E 941  
Vaunu  
moduuleille 2 tasolla.



- Pesukohteen koosta riippuen voidaan käyttää enintään 2 moduulia.
- Vaunun kytkentä vesi- ja kuivausilmalähteeseen
- Tasojen täyttömitat poikkeavat toisistaan

EAN: 4002512273411 / Materiaalin numero: 04812530 /  
Vanhan materiaalin numero: 69594101D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu ortopedian instrumenteille	•
Muut vaunut	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	421
Ulkomitat, nettoleveys, mm	619
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	700
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	800
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1200
Nettopaino, kg	16,30
Bruttopaino, kg	26,00
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (magneettien kanssa) [määrä]	1