

E 941
Vaunu
moduuleille 2 tasolla.



- Pesukohteen koosta riippuen voidaan käyttää enintään 2 moduulia.
- Vaunun kytkentä vesi- ja kuivausilmalähteeseen
- Tasojen täyttömitat poikkeavat toisistaan

EAN: 4002512273411 / Materiaalin numero: 04812530 /
Vanhan materiaalin numero: 69594101D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Vaunu ortopedian instrumenteille	•
Muut vaunut	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	421
Ulkomitat, nettoleveys, mm	619
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	700
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	800
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1200
Nettopaino, kg	16,30
Bruttopaino, kg	26,00
Mukana toimitettava paketti	
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (magneettien kanssa) [määrä]	1