

E 930

Teline

enintään 36 leikkaussalijalkineelle, koko enintään 44.



- Vaunun E 975/2 alatasolle
- 36 pidikettä, korkeus 280 mm

EAN: 4002512257145 / Materiaalin numero: 05001360 /
Vanhan materiaalin numero: 69593001D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Teline leikkaussalijalkineille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Leikkaussalijalkineet [määrä]	36
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	289
Ulkomitat, nettoleveys, mm	586
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	752
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	350
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	770
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1000
Nettopaino, kg	3,65
Bruttopaino, kg	5,70