

DGG 2

Rei'ittämätön höyrykypsennysastia

Kaikkiin DG-höyryuuneihin paitsi DG 7000:een.

EAN: 4002512309226 / Materiaalin numero: 05001390 /  
Vanhan materiaalin numero: 22996085D



- Ruokien kypsennykseen kastikkeessa, liemessä tai vedessä
- esim. pasta, riisi ja keitot
- Tilavuus: 2,5 l, käyttötilavuus: 2,0 l
- Ulkoiset mitat L x S x K: 325 x 176 x 60 mm
- Ammattimaiset, Euroopassa valmistetut lisävarusteet