

E 468

Teline

erilaisten välineiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Hitsattu rst-verkkokori kannella ja väliseinällä
- Silmukan koko 5 x 5 x 1 mm

EAN: 4002512277280 / Materiaalin numero: 05043640 /  
Vanhan materiaalin numero: 69546801D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Verkkokori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	76
Ulkomitat, nettoleveys, mm	170
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	250
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	100
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	205
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	315
Nettopaino, kg	0,67
Bruttopaino, kg	0,82