


E 487

Telineet

4 enint. 280 mm korkean leikkaussalijalkineen optimaaliseen sijoitteluun.



- E 484 -telineeseen mahtuu useita pidikkeitä

EAN: 4002512398749 / Materiaalin numero: 05109250 /  
Vanhan materiaalin numero: 69548701D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline leikkaussalijalkineille	•
<b>Käyttökohde</b>	
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Kapasiteetti</b>	
Leikkaussalijalkineet [määrä]	4
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	280
Ulkomitat, nettoleveys, mm	464
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	10
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	470
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	470
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	25
Nettopaino, kg	0,37
Bruttopaino, kg	0,52