


E 487

Telineet

4 enint. 280 mm korkean leikkaussalijalkineen optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002512398749 / Materiaalin numero: 05109250 /  
Vanhan materiaalin numero: 69548701D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Teline leikkaussalijalkineille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Leikkaussalijalkineet [määrä]	4
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	280
Ulkomitat, nettoleveys, mm	464
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	10
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	470
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	470
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	25
Nettopaino, kg	0,37
Bruttopaino, kg	0,52