


E 488

Telineet

hengityssuojainten optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 3 hengityssuojaimelle

EAN: 4002512398756 / Materiaalin numero: 05109260 /
Vanhan materiaalin numero: 69548801D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Erialaisten välineiden koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Hengitysmaskit [määrä]	3
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	31
Ulkomitat, nettoleveys, mm	240
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	210
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	75
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	280
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	510
Nettopaino, kg	0,27
Bruttopaino, kg	0,39