

E 702

Lisätarvike

kapasiteetin lisäämiseen kahden verkkokorin verran.



- Lisätaso siirrettävälle yksikölle E 525/2 tai E 701/2
- Tilaa 2 ylimääräiselle DIN-verkkokorille

EAN: 4002512400831 / Materiaalin numero: 05221490 /
Vanhan materiaalin numero: 69570201D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Tuoteluokka	
Muut telineet / muut moduulit	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	2
SPRI-verkkokorit [määrä]	1
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	560
Ulkomitat, nettoleveys, mm	160
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	530
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	610
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	260
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	535
Nettopaino, kg	3,50
Bruttopaino, kg	4,50