

E 713

Vaunu

2 DIN-säiliölle ja kannelle sekä 4 verkkokorille 3 tasolla.



- 2 integroitua suihkuvartta
- Yksittäisten tasojen täyttöalueet eroavat toisistaan
- Magneettillista vaununtunnistukseen (ilman magneetteja ML)
- Liitäntä 5 ontolle instrumentille
- Kuumailmakuivausliitäntä

EAN: 4002512401944 / Materiaalin numero: 05221550 /  
Vanhan materiaalin numero: 69571301D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu telineille	•
Vaunu kontainereille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kontainereiden koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
DIN-verkkokorit [määrä]	4
SPRI-verkkokorit [määrä]	2
DIN-kontainerit, korkeus 15 cm [määrä]	2
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	530
Ulkomitat, nettoleveys, mm	575
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	560
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	640
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	680
Nettopaino, kg	9,70
Bruttopaino, kg	10,00
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (ilman magneetteja) [määrä]	1