

DOS 10/30

Annostelupumppu

Nestemäisten aineiden annosteluun.



- Nestemäisille aineille, 10 ml/30 sekuntia
- Täydellinen, letkuilla ja lapolla (330 mm) 10 l säiliöille

EAN: 4002512417549 / Materiaalin numero: 05267410 /  
Vanhan materiaalin numero: 69225002D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Annostusjärjestelmä	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Imuputken pituus, mm	333
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	116
Ulkomitat, nettoleveys, mm	63
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	102
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	300
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	250
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	425
Nettopaino, kg	4,50
Bruttopaino, kg	5,00