

DOS 60/30

Annostelupumppu

Neutraalin/emäksisen nesteen annosteluun.



- Nestemäisen pesuaineen annosteluun
- Kemiallisen desinfiointiaineen annosteluun
- Asennettavissa jälkikäteen Miele-huoltoliikkeen toimesta

EAN: 4002512417532 / Materiaalin numero: 05267420 /  
Vanhan materiaalin numero: 69225003D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Annostusjärjestelmä	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Tuotantoteho, ml/60 s	120
Imputken pituus, mm	333
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	310
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	250
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	430
Nettopaino, kg	1,70
Bruttopaino, kg	1,95