

E 730
Teline
20 leikkaussalijalkineelle.



EAN: 4002512423120 / Materiaalin numero: 05271020 /
Vanhan materiaalin numero: 69573001D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
G 7826	•
Tuoteluokka	
Teline leikkaussalijalkineille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Leikkaussalijalkineet [määrä]	20
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	290
Ulkomitat, nettoleveys, mm	470
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	540
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	420
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	600
Nettopaino, kg	8,70
Bruttopaino, kg	10,00