


E 989

Yleispidike

esimerkiksi 8 leikkaussalijalkineen pohjalliselle.



- Käytetään korissa E 984

EAN: 4002512431828 / Materiaalin numero: 05376740 /
Vanhan materiaalin numero: 69598901D

| | |
|---|-------------------|
| Tuotteen luokitus | |
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto | • |
| Tuoteyhteydet | |
| PG 8528 | • |
| Tuoteluokka | |
| Muut telineet | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Käyttökohde | |
| Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely | • |
| Kapasiteetti | |
| Pohjalliset [määrä] | 8 |
| Vakiosähköliitäntä | |
| Vaiheiden määrä | 0 |
| Jännite, V | 0 |
| Taajuus, Hz | 0 |
| Kokonaisnimellisteho, kW | 0,00 |
| Sulakekoko, A | 0 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 0 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 0 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 0 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 20 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 330 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 415 |
| Nettopaino, kg | 0,10 |
| Bruttopaino, kg | 0,26 |