


E 500
Teline
8 juotostuelle.



- 8 lokeroa, väli 53 mm

EAN: 4002512431439 / Materiaalin numero: 05376820 /
Vanhan materiaalin numero: 69550001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
IR 6002	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	8
Kaiteiden välinen etäisyys, mm	53
Kaiteiden korkeus, mm	300
Kapasiteetti	
Piirilevyt [määrä]	8
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	400
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	530
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	545
Nettopaino, kg	2,20
Bruttopaino, kg	3,50