

E 520  
Teline  
juurikanavainstrumenteille.



- Tilaa 17 juurikanavainstrumentille
- Saranoitu
- Voidaan steriloida höyryllä lämpötilassa 121/134 °C

EAN: 4002512472524 / Materiaalin numero: 05409080 /  
Vanhan materiaalin numero: 68552001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Valkoinen
Kapasiteetti	
Juurikanavainstrumentit [määrä]	17
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	45
Ulkomitat, nettoleveys, mm	75
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	30
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	95
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	110
Nettopaino, kg	0,05
Bruttopaino, kg	0,10