


E 747

Moduuli

esimerkiksi sentrifugiputkille, pienille lasipulloille ja koeputkille.



- 104 suutinta sentrifugiputkille, lasipulloille, koeputkille jne.
- 104 suutinta, 2,5 x 110 mm

EAN: 4002512591218 / Materiaalin numero: 05464630 /  
Vanhan materiaalin numero: 69574701D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7825	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline/moduuli koeputkille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
<b>Käyttökohde</b>	
Pipettien/injektioipullojen koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Koeputket [määrä]	104
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	168
Ulkomitat, nettoleveys, mm	492
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	496
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	650
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	810
Nettopaino, kg	38,00
Bruttopaino, kg	44,00