


E 743

Moduuli

kapeakaulaiselle lasitavaralle, 100–500 ml.



- 36 suutinta (E 351), 4 x 160 mm, joissa pidikkeet (E 353)

EAN: 4002512591164 / Materiaalin numero: 05555250 /  
Vanhan materiaalin numero: 69574301D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	36
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	190
Ulkomitat, nettoleveys, mm	492
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	496
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	170
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	530
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	9,70
Bruttopaino, kg	10,00