

E 746

Moduuli

enintään 23 pipetin optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 23 vinoittain asetetulle pipetille
- 10 pipetille enint. 560 mm ja 13 pipetille enint. 490 mm
- Pidikkeiden väli 20 tai 26 mm

EAN: 4002512591195 / Materiaalin numero: 05555280 /
Vanhan materiaalin numero: 69574601D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli pipeteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Kapasiteetti	
Pipetit [määrä]	23
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	330
Ulkomitat, nettoleveys, mm	492
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	496
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	400
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	590
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	24,60
Bruttopaino, kg	25,00