

E 469

Hylsy

urologian MIS-instrumenteille, pituus 300 mm, Ø 11 mm.



- Suojus, aukon Ø 6 mm
- Kiinnityskiristin

EAN: 4002512598446 / Materiaalin numero: 05563950 /
Vanhan materiaalin numero: 69546901D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Huuhteluholkki	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Ontojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	300
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	145
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	265
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	155
Halkaisija, mm	6
Nettopaino, kg	0,05
Bruttopaino, kg	0,05