

E 476
Pidike
mikroinstrumenteille, Ø 4–8 mm.



- Verkkokoreihin, jossa on 5 mm:n silmukkakoko
- 50 välinettä/pussi

EAN: 4002513239454 / Materiaalin numero: 05692400 /
Vanhan materiaalin numero: 69747601D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydät	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Tuoteluokka	
Pidike	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Harmaa
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	80
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	120
Nettopaino, kg	0,07
Bruttopaino, kg	0,08