


E 755

Moduuli

kapeakaulaiselle lasitavaraalle, 25–100 ml.



- 36 suutinta (E 470) 2,5 x 90 mm pidikkeineen

EAN: 4002513248821 / Materiaalin numero: 05701590 /  
Vanhan materiaalin numero: 69575501D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Käyttökohde</b>	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	36
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	130
Ulkomitat, nettoleveys, mm	492
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	496
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	545
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	160
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	4,80
Bruttopaino, kg	5,40