


E 755

Moduuli

kapeakaulaiselle lasitavaralle, 25–100 ml.



- 36 suutinta (E 470) 2,5 x 90 mm pidikkeineen

EAN: 4002513248821 / Materiaalin numero: 05701590 /
Vanhan materiaalin numero: 69575501D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
G 7826	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	36
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	130
Ulkomitat, nettoleveys, mm	492
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	496
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	545
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	160
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	4,80
Bruttopaino, kg	5,40