

E 908/1

Teline

Purettaville MIS-instrumenteille/-lisäosille tai kuituoptiikalle.



- Silmukan koko 8 x 1 mm (pohja), suljetut sivut
- Sisäosat yksittäin säädettävissä 4 tuen avulla
- Koukku E 906/1:n kiinnittämiseen

EAN: 4002513252286 / Materiaalin numero: 05704010 /  
Vanhan materiaalin numero: 69590802D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhdydet</b>	
PG 8536	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline/moduuli MIS-instrumenteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
<b>Käyttökohde</b>	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	130
Ulkomitat, nettoleveys, mm	460
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	36
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	150
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	505
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	100
Nettopaino, kg	0,68
Bruttopaino, kg	0,85