

ML/2

Magneettillista

automaattiseen vaununtunnistukseen / suihkuvarren valvontaan.



- ML/2 vaaditaan suihkuvarren valvontaan
- 5 magneettia, yksittäin muunneltavissa
- 15 mahdollista yhdistelmää

EAN: 4002513274158 / Materiaalin numero: 05723270 /  
Vanhan materiaalin numero: 69745703D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	9
Ulkomitat, nettoleveys, mm	25
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	275
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	95
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	205
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	315
Nettopaino, kg	0,17
Bruttopaino, kg	0,32