

DOS G 10

Annostelupumppu 5–10 litran kanistereille

Nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoitin.



- Huuhteluaineen annosteluun
- 10 mm:n imuputki 5–10 litran säiliöille
- Muuntosarja saatavilla 10–30 litran kanistereiden imuputkille
- Annostelee enint. 10 ml / 60 s

EAN: 4002513283259 / Materiaalin numero: 05729360 /
Vanhan materiaalin numero: 69747006D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
Tuoteluokka	
Annostusjärjestelmä	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	1
Nollajohdin	N
Vaihto-/tasavirta	AC
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50-60
Kokonaisnimellisteho, kW	0,02
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	118
Ulkomitat, nettoleveys, mm	235
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	115
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	310
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	420
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	250
Nettopaino, kg	2,42
Bruttopaino, kg	2,81