

E 757

Vaunu

suuren laboratoriolasitavaran optimaaliseen sijoitteluun.



- 6 suutinta
- Korkeussäädettävä tukikehikko
- Täyttökorkeus tähtipidikkeen päältä enintään: 610 mm mm

EAN: 4002513298772 / Materiaalin numero: 05746290 /
Vanhan materiaalin numero: 69575701D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
Tuoteluokka	
Muut vaunut	•
Moduuli suuria laboratoriolaseja varten	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Enimmäistäyttökorkeus, mm	610
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Suuret laboratoriolasitavarat [määrä]	6
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	346
Ulkomitat, nettoleveys, mm	530
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	675
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	565
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	650
Nettopaino, kg	10,90
Bruttopaino, kg	10,90