

E 957

Vaunu

enintään 12 suurelle laboratoriolasitavarelle.



- 12 suutinta, Ø 10 mm
- Korkeussäädettävä tukikehikko
- Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen
- Täyttökorkeus tähdenmuotoisesta päällisestä enintään: 615 mm mm

EAN: 4002513298789 / Materiaalin numero: 05746300 /

Vanhan materiaalin numero: 69595701D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617	•
PLW 8617 [Safety]	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Muut vaunut	•
Moduuli suuria laboratoriolaseja varten	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Enimmäistäyttökorkeus, mm	615
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Suuret laboratoriolasitavarat [määrä]	12
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	353
Ulkomitat, nettoleveys, mm	640
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	390
Ulkomitat, bruttotoleveys, mm	665
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	805
Nettopaino, kg	16,98
Bruttopaino, kg	17,45