

E 957

Vaunu

enintään 12 suurelle laboratoriolasitavaralle.



- 12 suutinta, Ø 10 mm
- Korkeussäädettävä tukikehikko
- Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen
- Täyttökorkeus tähdenmuotoisesta päällisestä enintään: 615 mm mm

EAN: 4002513298789 / Materiaalin numero: 05746300 /
Vanhan materiaalin numero: 69595701D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
Tuoteluokka	
Muut vaunut	•
Moduuli suuria laboratoriolaseja varten	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Enimmäistäyttökorkeus, mm	615
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Suuret laboratoriolasitavarat [määrä]	12
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	353
Ulkomitat, nettoleveys, mm	640
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	390
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	665
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	805
Nettopaino, kg	16,98
Bruttopaino, kg	17,45