


E 965
Teline
250–600 ml:n laboratoriolasille.



- 15 x 3 tukea 250–600 ml:n laboratoriolaseille

EAN: 4002513369229 / Materiaalin numero: 05848290 /
Vanhan materiaalin numero: 69596501D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli dekantterilasille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Dekantterilasit [määrä]	98
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	173
Ulkomitat, nettoleveys, mm	357
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	522
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	280
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	2,07
Bruttopaino, kg	2,86