


E 963

Teline

enintään 250 ml:n laboratoriolasien optimaaliseen sijoitteluun.



- 33 x 3 tukea enint. 250 ml:n laboratoriolaseille

EAN: 4002513369236 / Materiaalin numero: 05848300 /
Vanhan materiaalin numero: 69596301D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli dekantterilaseille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Dekantterilasit [määrä]	98
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	155
Ulkomitat, nettoleveys, mm	357
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	522
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	285
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	550
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	1,58
Bruttopaino, kg	1,70