


E 963

Teline

enintään 250 ml:n laboratoriolasien optimaaliseen sijoitteluun.



- 33 x 3 tukea enint. 250 ml:n laboratoriolaseille

EAN: 4002513369236 / Materiaalin numero: 05848300 /  
Vanhan materiaalin numero: 69596301D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Suuret laboratoriopesukoneet	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline/moduuli dekantterilaseille	•
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Kapasiteetti</b>	
Dekantterilasit [määrä]	98
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	155
Ulkomitat, nettoleveys, mm	357
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	522
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	285
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	550
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	1,58
Bruttopaino, kg	1,70