


E 742
Moduuli
erilaiselle välineistölle.



- Vaunuun E 741/1

EAN: 4002513369854 / Materiaalin numero: 05848320 /
Vanhan materiaalin numero: 69574201D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
G 7826	•
Tuoteluokka	
Muut telineet / muut moduulit	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	83
Ulkomitat, nettoleveys, mm	220
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	458
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	90
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	225
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	465
Nettopaino, kg	0,49
Bruttopaino, kg	0,69