

U 168/1
Alakori
leikkaussalijalkineille.



- Tilaa 20 leikkaussalijalkineelle, koko enint. 45
- 20 pidikettä, 295 mm mm
- ML/2:n pidike vaununtunnistukseen / suihkuvarren ohjaukseen

EAN: 4002513390940 / Materiaalin numero: 05878590 /
Vanhan materiaalin numero: 69116803D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Teline leikkaussalijalkineille	•
Alakori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Kaiteiden korkeus, mm	295
Käyttökohde	
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Leikkaussalijalkineet [määrä]	20
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	315
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	515
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	320
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	545
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	545
Nettopaino, kg	3,20
Bruttopaino, kg	5,20