


E 960/1

Teline

leveäkaulaisille erlenmeyerpulloille.



- 20 suurta ja 26 pientä jousipidikettä
- Erlenmeyerpulloille ja mittalaseille

EAN: 4002513400953 / Materiaalin numero: 05892360 /
Vanhan materiaalin numero: 69596002D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli leveäkaulaisille lasitavaroille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Erlenmeyerpullot [määrä]	46
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	185
Ulkomitat, nettoleveys, mm	357
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	522
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	280
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	530
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	0,80
Bruttopaino, kg	0,90