

E 441/1

Teline

mikroinstrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Silmukan koko pohjassa 1,7 mm
- Suljetut sivut, pinottava
- Osiot, joissa 6 säädettävää erotinta instrumenttien asetteluun
- Voidaan steriloida höyryllä lämpötilassa 121/134 °C

EAN: 4002513460476 / Materiaalin numero: 05988240 /
Vanhan materiaalin numero: 69544102D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli MIS-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	60
Ulkomitat, nettoleveys, mm	183
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	284
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	100
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	210
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	315
Nettopaino, kg	0,77
Bruttopaino, kg	0,92