

DOS G 60/1

Annostelupumppu 5–10 litran kanistereille

Nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoittimella.



- Mallin PG 8535 kanssa
- Säädettävissä sähköisesti
- 300 mm:n lappo 5 litran säiliöille
- Liitäntäkaapelin pituus: 1,9 m

EAN: 4002513464269 / Materiaalin numero: 05996260 /
Vanhan materiaalin numero: 69747007D

Tuotteen luokitus

Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet

•

Tankkiastianpesukoneet

•

Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio

•

Tuoteyhteydet

G 8066

•

Tuoteluokka

Ulkoinen annostelujärjestelmä

•

Tuotteen ominaisuudet

Materiaali

Muovit

Väri

Harmaa

Tuotantoteho, ml/60 s

120

Imputken pituus, mm

200

Vakiosähköliitäntä

Vaiheiden määrä

1

Nollajohdin

N

Vaihto-/tasavirta

AC

Jännite, V

230-240

Taajuus, Hz

50

Kokonaisnimellisteho, kW

0,02

Sulakekoko, A

0-0

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm

118

Ulkomitat, nettoleveys, mm

235

Ulkomitat, nettosyvyys, mm

107

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm

250

Ulkomitat, bruttoleveys, mm

295

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm

430

Nettopaino, kg

2,60

Bruttopaino, kg

3,00