

DOS G 60/1

Annostelupumppu 5–10 litran kanistereille

Nestemäisen pesuaineen automaattisen annostelun täyttömäärän osoittimella.



- Mallin PG 8535 kanssa
- Säädetävissä sähköisesti
- 300 mm:n lappo 5 litran säiliöille
- Liitäntäkaapelin pituus: 1,9 m

EAN: 4002513464269 / Materiaalin numero: 05996260 /
Vanhan materiaalin numero: 69747007D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tankkiastianpesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydät	
G 8066	•
Tuoteluokka	
Ulkoinen annostelujärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Harmaa
Tuotantoteho, ml/60 s	120
Imputken pituus, mm	200
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	1
Nollajohdin	N
Vaihto-/tasavirta	AC
Jännite, V	230-240
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	0,02
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	118
Ulkomitat, nettoleveys, mm	235
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	107
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	250
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	295
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	430
Nettopaino, kg	2,60
Bruttopaino, kg	3,00