


E 450/1

Vaunu

MIS-instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- 42 pidikevaihtoehtoa 2 tasolla
- Kuumailmakuivausliitântä
- Täyttövaihtoehdot: E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- ML/2:n pidike vaununtunnistukseen / suihkuvarren ohjaukseen

EAN: 4002513505504 / Materiaalin numero: 06059490 /  
Vanhan materiaalin numero: 69545003D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu MIS-instrumenteille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
<b>Käyttökohde</b>	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Ontot instrumentit [määrä]	42
<b>Vakiosähköliitântä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	502
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	515
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	500
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	9,50
Bruttopaino, kg	11,06
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
E 336 MIBO-hylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm [määrä]	3
E 362 sulkuruuvi [määrä]	2
E 442 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 6 mm [määrä]	15
E 443 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 10 mm [määrä]	5
E 445 – 12 tulppaa E 442 huuhteluhylsille, aukon Ø 6 mm [määrä]	1
E 446 – 12 tulppaa E 443 huuhteluhylsille, aukon Ø 10 mm [määrä]	1
E 447 naarassovitit, Luer-Lock-urosliittimeen [määrä]	3
E 448 silikoniletku, jossa Luer-Lock-naarassovitit, [määrä]	6
E 449 urossovitit, Luer-Lock-naarassliittimeen [määrä]	5
E 451 telinet 1/6 verkkokori [määrä]	1
E 452 suorasuihkusuutin, 2,5 x 60 mm [määrä]	3
E 453 suorasuihkusuutin, 4 x 110 mm, ja pidike [määrä]	8
E 454 suorasuihkusuutin trokaarihylsille, 10–15 mm [määrä]	6
E 456 avausjousi MIS-instrumenteille [määrä]	4
E 464 pidike suorasuihkusuuttimille E 454 [määrä]	3
E 472 puristinjousi suorasuihkusuuttimille Ø 4 mm [määrä]	2