


E 902/1

Vaunu

enintään 3 MIS-sarjalle moduulijärjestelmässä.



- Tilaa 6 moduulille, joissa integroidut suuttimet/sovittimet
- Ylä- ja alatasot vapaina lisäosia varten, esimerkiksi E 142
- Kuumailmakuivausliitäntä
- Magneettillista vaununntunnistukseen (sis. magn. ML)
- Verkkokorien ja MIS-sarjojen samanaikaiseen koneelliseen käsittely

EAN: 4002513505542 / Materiaalin numero: 06059530 /
Vanhan materiaalin numero: 69590202D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Vaunu MIS-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	3
SPRI-verkkokorit [määrä]	1
MIS-sarjat [määrä]	3
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	620
Ulkomitat, nettoleveys, mm	640
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	650
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	650
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	800
Nettopaino, kg	24,00
Bruttopaino, kg	34,00
Mukana toimitettava paketti	
E 362 sulkuruuvi [määrä]	6
E 444 rumpu optisille kuitukaapeleille ja imuletkuille [määrä]	3
E 445 – 12 tulppaa E 442 huuhteluhylyille, aukon Ø 6 mm [määrä]	2
E 446 – 12 tulppaa E 443 huuhteluhylyille, aukon Ø 10 mm [määrä]	1
E 905/1 moduulitelinet lyhyille MIS-instrumenteille [määrä]	3
E 906/1 moduulitelinet pitkille MIS-instrumenteille [määrä]	3
Silikoniletku 2 m, Ø 5 mm	•
Magneettillista automaattiseen vaununntunnistukseen (magneettien kanssa) [määrä]	1